

Prolongateur PVC Avec robinet 3 voies



• Dénomination

Prolongateur PVC avec robinet 3 voies

• Caractéristiques

- **Tube haute qualité** : PVC souple anti-plicature,
- **Lipido-Résistant*** : Connexion et robinet,
- **Ergonomie** : Robinet à large clé avec flèches indicatrices de flux,
- **Fiable et sécurisé** : Embouts Luer Lock fixe et Luer Lock mobile ,
- **Résistance à la pression** : 4000 hPa (4 Bars – 58 psi),
- **Largeur de gamme** : Disponible de 10 à 100 cm.

Référence	Type d'embout	Embout terminal	Longueur cm (Volume résiduel mL)	Diamètre	
				Interne	Externe
PR3LVxxxF PR3LVxxxFB	mâle	Luer Lock fixe	10 - 15 - 30 - 50 - 80 (0,8) (1) (2) (3,7) (6)	3mm	4,1mm
PR3LVMxxxF	mâle	Luer Lock mobile	05 - 10 - 30 - 50 - 80 - 100 (0,4) (0,8) (2,3) (3,7) (5,9) (7,3)		
PR3LVMFPxxxF	mâle	Luer lock mobile avec filtre de purge 1,2µ	10 - 25 - 30 - 50 - 80 - 100 (0,8) (1,95) (2,3) (3,7) (5,9) (7,3)		
PR3LVMYxxxF	mâle + bouchon site d'injection	Luer Lock mobile	50 - 80 (3,7) (6)		
PR3LVMxxxD25F	mâle	Luer Lock mobile	10 (0,69)	2,5mm	

• Références

* Protocole et résultats des tests disponibles sur simple demande

V7.06-2018

DIDACTIC - Le Mirlibut - 1800 Route des bleuets - 76430 Etainhus - France
Tél. +33 (0)2 35 44 93 93 - Fax +33 (0)2 35 44 93 88 - www.didactic.fr

INTER.MED Laboratoires - Pré du Mié - 43270 Allègre - France
Tél. +33 (0)4 71 00 23 22 - Fax : +33 (0)4 71 00 23 54 - www.intermed-laboratoires.com

• Matériaux utilisés (DEHP < 0,1% (m/m))

- PVC souple: Tubulure,
- Polypropylène: Bouchon du robinet,
- Polyéthylène: Clé du robinet, Bouchon et capuchon Luer Lock mâle,
- Polycarbonate: Corps du robinet,
- Acrylonitrile Butadiène Styrène: Embout Luer Lock mâle mobile et fixe, corps site d'injection,
- Polyisoprène: Site d'injection.

• Stérilisation

STERILE EO

- Oxyde d'éthylène
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation

• Conditionnement

Blister individuel	Boîte	Carton
Unité	125 pièces	500 pièces
(L x l) 208mm x 98mm	(L x l x h) 390mm x 290mm x 210mm	(L x l x h) 600mm x 400mm x 440mm

Une palette standard peut contenir 16 cartons - Stérilité assurée par le conditionnement individuel - Témoin de passage en stérilisation présent sur le carton

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223-1: Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.



• Conformité



- Classe IIa,
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE,
- ISO 13485 : Système de management de la qualité
- ISO 8536-4 : Matériel de perfusion à usage médical; appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par gravité,
- ISO 594-1 : Assemblages coniques à 6% (Luer) des seringues et aiguilles de certains autres appareils à usage médical; spécifications générales,
- ISO 594-2 : Assemblages coniques à 6% (Luer) des seringues et aiguilles de certains autres appareils à usage médical; assemblages à verrouillage.

• Documentation

- Fiche EUROPARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com

