




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
Parc d'activités - Bâtiment 13F
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
France



Fiche technique

Tubulure silicone (15m)

non invasive, non stérile

Référence(s)

Référence	Conditionnement (unités/boîte)	Conditionnement (unités/carton)	Ø Diamètre interne (mm)	Ø Diamètre externe (mm)
510204	1	16	2	4
510305	1	16	3	5
510406	1	16	4	6
510407	1	10	4	7
510508	1	7	5	8
510509	1	7	5	9
510609	1	4	6	9
510612	1	4	6	12
510710	1	4	7	10
510812	1	4	8	12
511014	1	4	10	14

Description

La tubulure en silicone est destinée à être utilisée comme tubulure de raccordement dans diverses applications non invasives.

Un rouleau de 15 m peut être coupé selon les besoins des structures de soins.

Méthode de stérilization:

- 121°C avec une durée de 15min à 30min
- 134°C avec une durée de 3min à 18min

- Ne doit pas être utilisé pour l'alimentation ou les drainages corporels.
 - Ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité confirmée aux matériaux utilisés.
- Durée de conservation : 5 ans
Conditions de stockage - +15°C à +49°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.
A usage unique, non réutilisable

Matière(s)

Composant	Matière
Tube	Silicone

Sans latex
Sans PHT, sans DEHP

Emballage

Sac en PE à l'intérieur d'une boîte distributrice

Fabricant légal

Well Lead Medical Co., Ltd.
C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong 511434 Panyu, Guangzhou
République populaire de Chine

	Conforme à la norme ISO13485
Réglementation	Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux 2017/745 - Classe du dispositif : I non stérile Veuillez consulter l'étiquetage complet avant d'utiliser le produit.

