



## BD Plastipak™ 1ml

### Seringues de précision

Seringues avec aiguille sertie : Test et Sub-Q  
**Stérile, usage unique, sans latex**



#### Classe IIa

selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

#### Marquage CE

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V & VII)

- Certificat : n° CO.252.140 ; certifié par NSAI (n° 0050)
- Fabricant : Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA
- Certification : ISO 9001 : 2000 & I.S. EN ISO 13485 : 2003  
Certificat n° MD19.1436 ; certifié par NSAI
- Stérilisation : Radiation Gamma
- Péremption : 5 ans après stérilisation

#### Composition des différents éléments :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polystyrène (PS) et colorant
- Joint de piston : Isoprène synthétique
- Lubrifiant du corps de la seringue : Silicone
- Aiguille : Acier inoxydable
- Lubrifiant de l'aiguille : Silicone
- Fixation aiguille sur embase : aiguille sertie sur l'embase
- Capuchon protecteur d'aiguille : Polyéthylène (PE) et colorant

# BD Plastipak™ 1 ml

Seringues de précision

Seringues avec aiguille sertie : Test et Sub-Q

**Stérile, usage unique, sans latex**

## Caractéristiques Générales :

**Seringues avec aiguille sertie** : le concept de “seringues sans espace mort” permet de minimiser la formation de bulles d’air, d’éviter tous risques de désolidarisation de l’aiguille, l’administration totale de la posologie et la réduction du coût de médication.

## Seringues avec aiguille sertie

			Corps de la seringue				Aiguille BD Micro-Fine™ +				
Références	Désignation	Origine	Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Graduation ml	Gauge	Ø externe mm	Longueur mm	Longueur inch	Biseau
305502	1 ml Test	USA	75,31	6,72	4,70	0,01	27	4/10	10	3/8	intradermique
305501	1 ml Sub-Q	USA	75,31	6,72	4,70	0,01	26	45/100	13	1/2	standard

## Conditionnement :

Réf. 305501 Sachet/ Boîte/ Carton/ Palette : 10/ 100/ 500/ 40.000 unités

Réf. 305502 Sachet/ Boîte/ Carton/ Palette : 10/ 100/ 500/ 36.000 unités



BD Medical  
Medical Surgical Systems  
11, rue Aristide-Bergès  
38800 Le Pont-de-Claix  
Tél. 04 76 68 36 36  
Fax 04 76 68 55 61  
[www.bd.com/france](http://www.bd.com/france)