



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
<https://www.medline.eu/fr>



Fiche technique

Tondeuse Chirurgicale
avec lame à usage unique Ergosafe - peau sensible

Référence(s)

La tondeuse chirurgicale est utilisée pour la préparation cutanée du site opératoire avant l'intervention chirurgicale.

DYND70800EU – Tondeuse chirurgicale et chargeur avec cordon, prise EU
DYND70800UK – Tondeuse chirurgicale et chargeur avec cordon UK
DYND70801EU – Tondeuse chirurgicale
DYND70802EU – Chargeur avec cordon, prise EU
DYND70802UK – Chargeur avec cordon, prise UK

Description

Références des accessoires pour lame	CUB1 – Lame universelle Lame Ergosafe	CNB2 – Lame pour zones sensibles Lame Ergosafe	CCB3 – Lame pour cuir chevelu et zone à forte pilosité Lame Ergosafe
Préconisation d'utilisation	Usage général pour la tonte - préparation cutanée	Urologie, gynécologie, obstétrique	Neurochirurgie, chirurgie thoracique
Zones	Corps	Périnée et les zones sensibles	Cuir chevelu et zone à forte pilosité
Temps de charge de la tondeuse	12 heures (Électromagnétique, batterie NiMH)		
Durée d'utilisation de la tondeuse avec une batterie complètement chargée	90-120 minutes de fonctionnement ininterrompu		
Étanchéité à l'eau	Submersible dans l'eau moins d'un mètre de profondeur jusqu'à 30 minutes.		
Nettoyage/Désinfection	Laver à l'eau et au savon ou essuyer avec un désinfectant de surface Rincer à l'eau chaude ou froide puis sécher		

Stockage

Température: -10°C à + 60°C
Humidité : 10% à 100% d'humidité relative
Pression : 500hPa – 1060hPa

Matière(s)

Tondeuse : Polyoxyméthylène
Chargeur de la tondeuse : ABS
Lames : Polyoxyméthylène et acier inoxydable
Sans phtalates. Sans latex

Conditionnement

Lames : 1 unité / blister- 50 unité / carton
Tondeuse : 1 unité / carton

Fabricant

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL Etats-Unis 60093 - EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745 et IEC 60601-1, IPX7
Classe du dispositif: I

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

