



Laboratoires 3M Santé
Boulevard de l'Oise
95029 Cergy-Pontoise Cedex
N°Azur : 0810 331 300
Fax : 01.30.31.85.51

Fiche Technique

Jersey tubulaire 3M™

Marquage CE : Dispositif médical de classe I, non stérile sans fonction de mesurage selon la Directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux.

INDICATIONS :

Le jersey tubulaire est une protection indispensable pour la réalisation de tout appareil en résine ou en plâtre. Il réalise une protection cutanée tout au long de la période d'immobilisation.

Il peut également être indiqué dans certaines interventions vasculaires.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Le jersey tubulaire 3M™ est hydrofuge, hypoallergénique, perméable à l'air et à l'eau. Parfaitement extensible, il ne se déforme pas et épouse parfaitement les reliefs anatomiques sur lesquels il est déroulé.

Composition : - Maille tubulaire 100% polyester.

Biocompatibilité : - Absence de latex

Elimination des déchets : - Crémation selon les procédures en vigueur dans l'établissement.

STERILISATION :

Le jersey n'est pas stérile. Une procédure de stérilisation est en cours de validation, nous contacter pour tout renseignement.

LIEU DE FABRICATION :

- Brookings, Etats Unis (usine certifiée selon la norme ISO 9001) ;

PRESENTATION :

- Couleur blanche ;
- Chaque rouleau est conditionné dans une boîte distributrice repérable par un code couleur ;

Code commande	Dimensions cm x m	Rouleau/Boîte
SCJMS01	2,50 x 22 80	1
SCJMS02	5,00 x 22 80	1
SCJMS03	7,60 x 22 80	1
SCJMS04	10,10 x 22 80	1
SCJMS06	15,20 x 22 80	1
SCJMS08	20,30 x 22 80	1
SCJMS10	25,40 x 22,80	1

- TRACABILITE :**
- Numéro de lot et étiquette « code barres » sur la boîte ;
 - La date limite d'utilisation est indiquée sur la boîte ;

- DUREE DE VIE :**
- 5 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation

- STOCKAGE :**
- Stocker à température ambiante , entre 15°C et 30°C.