

ANSE A FILET NeoNet

Extracteur corps étranger

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A64BA02

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables
inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIa

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0197

Première mise sur le marché de l'UE : Octobre 2017

Fabricant : FARTLEY

Descriptif du dispositif :

Utilisation par voie endoscopique pour retirer des gros polypes ou des corps étrangers.
Cerclage bleu du filet pour une meilleure visibilité sur la muqueuse.
Conditionnement : Boîte de 10 unités

Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI	Taille filet	Code couleur étiquette
Anse à filet Ø cathé. 2.5mm, lg 230cm	40905	222329	20x50mm	
	40906	222330	25x55mm	
	40907	222331	30x60mm	
	40908	222332	40x75mm	

Diamètre cathéter	Diamètre min. canal opérateur
2.5mm	2.8mm



Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée
Elément : Gaine
Elément : Boucle
Elément : Filet

Matériau : ABS
Matériau : PTFE
Matériau : Acier inoxydable
Matériau : Nylon

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Endoscopie digestive
Extraction corps étranger
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

