





Seringue 3 pièces Insuline Aiguille sertie Nipro



Seringue 3 pièces insuline avec aiguille sertie

8- azem

Caractéristiques

- Embase: Aiguille sertie sur la seringue pour une connexion solide et un espace mort minimal,
- Sécurité : Butée ferme et définie évite les pertes accidentelles et le contact avec les liquides dangereux,
- Lecture précise du dosage : Echelle graduée (Unités),
- Injection aisée et aspiration contrôlée : Très bon grip,
- Transparence du corps : Localisation aisée des bulles d'air,
- Excellente glisse: Mouvement sans heurt sur toute la longueur de la seringue,
- Parfaite étanchéité : Joint double lèvre,
- Bonne préhension : Collerette du corps en ailette.

Références

Les seringues 3 pièces insuline aiguille sertie sont des produits NIPRO

Référence Commande DIDACTIC (Référence NIPRO)	Volume	Gauge	Taille de l'aiguille	Graduation	Volume mort
SERI3P05AS2908 (SYMS 0.5U100 2908B EC)		29G	8 mm	- 0,01 ml	- 0,002 ml
SERI3P05AS2913 (SYMS 0.5U100 2913B EC)	0,5 ml	29G	13 mm		
SERI3P05AS3008 (SYMS 0.5U100 3008B EC)		30G	8 mm		
SERI3P05AS3013 (SYMS 0.5U100 3013B EC)		30G	13 mm		
SERI3P1AS2908 (SYMS 1U100 2908B EC)		29G	8 mm	- 0,02 ml	
SERI3P1AS2913 (SYMS 1U100 2913B EC)	4.0	29G	13 mm		
SERI3P1AS3008 (SYMS 1U100 3008B EC)	1,0 ml	30G	8 mm		
SERI3P1AS3013 (SYMS 1U100 3013B EC)		30G	13 mm		

V6.10-2018

Tél. +33 4 71 00 23 22 - Fax : +33 4 71 00 23 54

www.intermed-laboratoires.com







• Matériaux utilisés Latex free & DEHP free

• Polypropylène : Corps, piston, capuchon protecteur,

Polyisoprène : Joint,Dimethicon : Lubrifiant,Acier inoxydable : Aiguille.

Stérilisation

STERILE EO

- Oxyde d'éthylène,
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation.

Conditionnement

Blister	Boite (L x I x h)		Carton (L x l x h)		Palette	
Unité	100 pièces	210mm x 164mm x 92mm	3600 pièces	580mm x 440mm x 530mm	28 cartons	

Stérilité assurée par le conditionnement individuel



Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot, le mode de stérilisation et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

Conformité



- Classe IIa,
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE,
- ISO 8537 : Seringues à insuline, stériles, non réutilisables, avec ou sans aiguille,
- ISO 13485 : Système de management de la qualité.

Fabricant

- Fabricant au sens de la Directive : Nipro Corporation, Japon
- Mandataire: Nipro Europe N.V.: Weihoek 3 H B-1930 Zaventem, Belgium

Documentation

• Fiche EUROPHARMAT: www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com

V6.10-2018

DIDACTIC

Zone d'activité A29 - Les bleuets - 1800 route des bleuets 76430 Etainhus - France Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88 www.didactic.fr

INTER.MED Laboratoires

Pré du Mié 43270 Allègre - France

Tél. +33 4 71 00 23 22 - Fax: +33 4 71 00 23 54

www.intermed-laboratoires.com