

FICHE TECHNIQUE

CPK SPORT

**Bande élastique cohésive de
compression sécable**

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN s.a.



CODE	COULEUR	TAILLES	CODE EAN 13	QML
1500	BEIGE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251500 8	48
1501	BEIGE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251501 5	30
1502	BEIGE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251502 2	30
1503	BEIGE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251503 9	30
1504	ROUGE	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251504 6	48
1505	ROUGE	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251505 3	30
1506	ROUGE	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251506 0	30
1507	ROUGE	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251507 7	30
1508	BLEU	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251508 4	48
1509	BLEU	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251509 1	30
1510	BLEU	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251510 7	30
1511	BLEU	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251511 4	30
1512	VERT	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251512 1	48
1513	VERT	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251513 8	30
1514	VERT	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251514 5	30

1515	VERT	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251515 2	30
1516	NOIR	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251516 9	48
1517	NOIR	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251517 6	30
1518	NOIR	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251518 3	30
1519	NOIR	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251519 0	30
1520	Couleurs assorties	2,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251520 6	48
1521	Couleurs assorties	5 cm x 4,5 m	8 4280 1251521 3	30
1522	Couleurs assorties	7,5 cm x 4,5 m	8 4280 1251522 0	30
1523	Couleurs assorties	10 cm x 4,5 m	8 4280 1251523 7	30

1. COMPOSITION DU PRODUIT

L'unité de CPK SPORT est composée de :

- ❑ Tissu non tissé élastique longitudinalement avec la suivant composition :
 - polypropylène 91%.
 - élasthanne 9%.
- ❑ Masse cohésive sans latex disposée en une fine couche appliqué uniformément sur la surface du bandage.
- ❑ Centre de polypropylène ou similaire.
- ❑ Sachet en polypropylène transparent.

2. CONDITIONNEMENT

2.1 Emballage de présentation ou de vente :

- ❑ Boîte en carton ondulé de 24 ou 15 unités.
- ❑ Sachet en plastique rétractile (polyéthylène) avec 2 conditionnements de 24 ou 15 unités, ce qui constitue l'unité de vente.

3. DESCRIPTION

Bande cohésive de compression sans latex d'élasticité longitudinale facilement sécable dans le sens transversal. Disponible en plusieurs couleurs : beige, rouge, bleu, vert et noir.

4. PROPRIÉTÉS

Grâce à son élasticité longitudinale et à son effet cohésif, elle permet un bandage rapide, sans plis, fiable et similaire à la peau.

CPK Sport n'adhère pas à la peau, aux cheveux ou aux vêtements, il ne se fixe que sur lui-même.

Complètement antidérapant. Confortable, léger, poreux, facile à appliquer et modulable. Perméable à l'air et à la vapeur.

Il est résistant aux crèmes et baumes.

Stérilisable à la vapeur en dehors de son emballage d'origine. La stérilisation peut affecter les caractéristiques du produit (couleur, toucher et paramètres physiques), cependant elle n'empêche pas son utilisation.

Perméable aux rayons X.

Ne contient pas de latex.

Caractéristiques techniques :

Poids par m ² en tension maximum (g/m ²), sans adhésif	40 +/- 2
Extensibilité (%)	Min. 75
Longueur maximum en tension (m)	≥ 4,5
Largeur (cm)	2,5 +/- 0,2
	5,0 +/- 0,2
	7,5 +/- 0,2
	10,0 +/- 0,2

5. INDICATIONS

Bandages de compression, support, soulagement et fixation.

Prophylaxie de la thrombose.

Traitement post-opératoire de la chirurgie des varices.

Bandages de soutien après les déformations, les luxations et les blessures des muscles et des tendons.

Convient pour les bandages permanents pour le traitement des blessures à la poitrine. Bandages de soulagement pour le traitement post-opératoire de fractures et lésions sportives.

Pour une application en médecine du sport, idéal pour une utilisation en combinaison avec du ruban adhésif.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

7. PRÉCAUTIONS

Produit à usage unique.

Produit non stérile, ne pas appliquer sur des plaies ouvertes et/ou zones de ponction afin d'éviter éventuelles infections chez le patient. Ne pas introduire le produit sans stérilisation dans des zones stériles (par exemple blocs opératoires).

Les bandages doivent être révisés régulièrement par des professionnels de la santé afin d'éviter de possibles problèmes de circulations, lymphatique et de situations adverses comme les syndromes des loges.

Ne pas appliquer le bandage avec une tension excessive.

8. PÉREMPTION

3 ans stockés à partir de la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais (entre 5°C et 30°C) et sec dans son emballage d'origine.