

FICHE TECHNIQUE

**CPK TAPE
PLASTIC**
Sparadrap en plastique

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN, S.A.



CODE	TAILLE	CODE EAN 13	QML
1440	1,25 cm x 9,1 m	8 4280 12 61440 4	720 (Boîte distributrice 24 un.)
1441	2,5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61441 1	360 (Boîte distributrice 12 un.)
1442	5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61442 8	180 (Boîte distributrice 6 un.)

1. COMPOSITION DU PRODUIT

L'unité de CPK tape plastic est un sparadrap en plastique composée de :

- ❑ Polyéthylène 100%.
- ❑ Masse adhésive thermofusible.

2. CONDITIONNEMENT

2.1 Emballage primaire

- ❑ Boîte en carton blanc imprimé de 24, 12 ou 6 unités selon la taille.

2.2 Emballage secondaire

- Boîte en carton ondulé de 30 paquets.

3. DESCRIPTION

Le sparadrap en plastique est un ruban adhésif hypoallergénique transparent microperforé.

4. PROPRIÉTÉS

Le sparadrap en plastique est hypoallergénique et il peut donc être utilisé pour les peaux extrêmement sensibles. En même temps, il s'adapte parfaitement même dans les parties profilées du corps et il a également une forte adhésivité initiale et permanente.

Il permet l'observation et le monitoring de surveillance sans besoin de changer le pansement.

Il est radio transparent, perméable à l'air et à l'humidité, ainsi il empêche la macération de la peau, il est enlevé sans douleur et sans laisser de résidus.

Hydrofuge et sécable à la main par ses fines perforations.

Ne contient pas de latex.

5. INDICATIONS

Fixation de tous les types de pansements et de bandages.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

7. PRÉCAUTIONS

Appliquer délicatement toujours sur une peau propre et sèche.

Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes.

8. PÉREMPTION

5 ans stockés à partir de la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais (entre 5 °C et 25 °C) et sec.