

## FICHE TECHNIQUE

### **BANDE DE CRÊPE**

**Bandage élastique de compression**

**Classification (RD1591/2009) : Classe I**

**N° Organisme notificateur CE : -**

**Fabricant : FARMABAN S.A.**



CODE	TAILLES	CODE EAN 13	QML
1200	5 cm x 4 m	8 4280 12 51200 7	150
1202	7 cm x 4 m	8 4280 12 51202 1	105
1204	10 cm x 4 m	8 4280 12 51204 5	75
1206	10 cm x 10 m	8 4280 12 51206 9	30
1208	15 cm x 10 m	8 4280 12 51208 3	18

### **1. COMPOSITION DU PRODUIT**

L'unité de Bande de crêpe est composée de :

- Tissu élastique longitudinal en coton 100%.

## **2. CONDITIONNEMENT**

### **2.1 Emballage unitaire :**

- Sachet en polypropylène.

### **2.2 Emballage de présentation ou vente :**

- Boîte en carton ondulé.

## **3. DESCRIPTION**

Bandage crêpé d'élasticité longitudinal de compression légère, avec lignes latérales rouges enroulés sur lui-même.

## **4. PROPRIÉTÉS**

Tissu élastique 100% coton avec structure ouverte très proche de la peau. Il doit son élasticité à la chaîne spéciale du tissu afin qu'il soit élastique dans le sens de la chaîne ou longitudinal. Il a de faux bords qui l'empêchent de s'effiloche. Confortable, perméable à l'air, absorbant et antidérapant grâce à sa surface crêpée.

Le bandage crêpé est blanchi au peroxyde, il a des valeurs de biocharge inférieures à 100 CFU / g et peut-être stérilisé à la vapeur sans le récipient d'origine. La stérilisation peut affecter les caractéristiques du produit (couleur, toucher et paramètres physiques) mais pas la sécurité et l'efficacité de celui-ci.

Ne contient pas de latex.

Caractéristiques techniques:

Poids par m <sup>2</sup> en tension maximale (g/m <sup>2</sup> )	85 +/- 7
Extensibilité (%)	120 +/- 20
Longueur maximale en tension (m)	4,0 +/- 0,2
	10,0 +/- 0,4
Largeur (cm)	5,0 +/- 0,5
	7,0 +/- 0,5
	10,0 +/- 0,5
	15 +/- 1

## 5. INDICATIONS

Bandages de compression légère, de support et de fixation.

## 6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

## 7. PRÉCAUTIONS

Appliquer sur une peau intacte sans plaies ouvertes.

Ne pas appliquer sur des compresses ou des pansements stériles appliqués directement sur une plaie.

Ne pas utiliser dans les zones du centre de santé critiques du point de vue microbiologique telles que blocs opératoires, unités de soins intensifs, isolement, etc.

Laver (60°C) et sécher (basse température) avant de réutiliser.

## 8. PÉREMPTION

5 ans stockés dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine.