

FICHE TECHNIQUE

CPK TAPE SILK

Sparadrap en soie

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN, s.a.



CODE	TAILLES	CODE EAN 13	QML
1430	1,25 cm x 9,1 m	8 4280 12 61430 5	480
1431	2,5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61431 2	240
1432	5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61432 9	120
1433	7,5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61433 6	96
1434	10 cm x 9,1 m	8 4280 12 61434 3	108

1. COMPOSITION DU PRODUIT

L'unité de CPK TAPE SILK (sparadrap en soie) est composée de :

- ☐ Tissu blanc en acétate de cellulose.
- ☐ Masse adhésive thermofusible.

2. CONDITIONNEMENT

2.1 Emballage principal

- Boîte de carton blanc imprimé de 24, 12 ou 6 unités selon la taille.

2.2 Emballage secondaire

- Boîte de carton ondulé de 20, 18 ou 16 paquets selon la taille.

3. DESCRIPTION

Le sparadrap en soie est hypoallergénique et de grande résistance.

4. PROPRIÉTÉS

Le sparadrap en soie ne provoque pas d'irritation et il est hypoallergénique, il peut donc être utilisé pour les peaux extrêmement sensibles. En même temps, il s'adapte parfaitement même dans les parties profilées du corps et a également une forte adhésivité, initiale et permanente.

Il est radiotransparent, perméable à l'air et à l'humidité, ainsi il empêche la macération de la peau et il est enlevé sans douleur et sans laisser de résidus. Il présente une grande résistance à la traction, il ne s'effiloche pas.

Il est facilement sécable avec les doigts même longitudinalement.

Ne contient pas de latex.

5. INDICATIONS

Fixation de tous les types de pansements et bandages.

6. CONTRE-INDICATIONS

Ne s'applique pas.

7. PRÉCAUTIONS

Appliquer délicatement, toujours sur une peau propre et sèche.

Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes.

8. PÉREPTION

5 ans stockés dans un endroit frais (entre 5°C et 30°C) et sec.