

FICHE TECHNIQUE

CPK Pre-Tape

Bande de mousse de polyuréthane

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN S.A.



CODE	TAILLES	CODE EAN 13	QML
1358	7 cm x 27 m	8 4280 12 51358 5	48

1. COMPOSITION DU PRODUIT

L'unité de CPK Pre-Tape est composée de :

- ☐ Mousse de polyuréthane.
- ☐ Rouleau Central de carton.

2. CONDITIONNEMENT

2.1 Emballage de présentation ou de vente :

- ☐ Boîte en carton de 48 unités

3. DESCRIPTION

CPK Pré-Tape est une bande de mousse de polyuréthane, avec une structure de pores ouverts, non volumineux, doux, avec bonnes propriétés d'adhésion et très fine (0,5 mm).

4. PROPRIÉTÉS

La texture de la mousse assure que les virages successifs du bandage s'adhèrent bien sur eux-mêmes empêchant ainsi le glissement. Les bandages CPK Pré-Tape se déroulent en douceur et sont respirant, conformable et non-obstructif.

Utilisés comme protection sous plâtres ou bandages synthétiques, CPK Pré-Tape protège la peau des frictions et frottements et agit comme une barrière à l'humidité, en réduisant la pénétration de celle-ci. CPK Pré-Tape présente une grande élasticité et une bonne résistance à la traction.

Ne contient pas de latex.

5. INDICATIONS

Les bandages CPK Pré-Tape sont indiquées pour garder le matériel de rembourrage en place sous pansements de plâtre ou synthétiques, sans causer des bosses ou des plis. Peut-être aussi utiliser pour protéger la peau sous les bandages adhésifs, de compression et du ruban adhésif ou sparadraps.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet

7. PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes.

Non stérilisable.

À usage unique.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

8. PÉREMPTION

5 ans stockés après la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais (< 35°C) et sec, loin des sources directes de chaleur.