

FICHE TECHNIQUE

**CPK TAPE
NON WOVEN**
Sparadrap de papier

Classification (RD1591/2009) : Classe I

N° Organisme notificateur CE : -

Fabricant : FARMABAN, S.A.



CODE	TAILLE	CODE EAN 13	QML
1435	1,25 cm x 9,1 m	8 4280 12 61435 0	144 (Boîte distributrice 24 un.)
1436	2,5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61436 7	240 (Boîte distributrice 12 un.)
1437	5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61437 4	180 (Boîte distributrice 6 un.)
1438	7,5 cm x 9,1 m	8 4280 12 61438 1	144 (Boîte distributrice 6 un.)
1439	10 cm x 9,1 m	8 4280 12 61439 8	108 (Boîte distributrice 6 un.)

1. COMPOSITION DU PRODUIT

L'unité de CPK tape non woven est un sparadrap de papier en non tissé composée de :

- ❑ Tissu non tissé blanc en 70% polyester – 30% cellulose.
- ❑ Masse adhésive thermofusible.

2. CONDITIONNEMENT

2.1 Emballage primaire

- Boîte en carton blanc imprimé de 24, 12 ou 6 unités selon la taille.

2.2 Emballage secondaire

- Boîte en carton ondulé.

3. DESCRIPTION

Le sparadrap de papier est un ruban adhésif hypoallergénique non-tissé.

4. PROPRIÉTÉS

Le sparadrap de papier est hypoallergénique et peut donc être utilisé pour les peaux extrêmement sensibles. En même temps, il s'adapte parfaitement même dans les parties profilées du corps et a également une forte adhésivité initiale et permanente.

Il est radio transparent, perméable à l'air et à l'humidité, ainsi il empêche la macération de la peau, il est enlevé sans douleur et sans laisser de résidus.

Hydrofuge et sécable à la main.

Ne contient pas de latex.

5. INDICATIONS

Fixation de tous les types de pansements et de bandages.

6. CONTRE-INDICATIONS

Sans objet.

7. PRÉCAUTIONS

Appliquer délicatement toujours sur la peau propre et sèche.

Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes.

8. PEREMPTION

5 ans stockés à partir de la date de fabrication. A conserver dans un endroit frais (entre 5 °C et 30 °C) et sec.