

Fiche Technique

Tubulure irrigation pour urétéroscopie

Neorig® Urétéro

Tubulure irrigation vésicale

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : G51AF01 (Réf 222660)
G51AF02 (Réf 222661)

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : Is

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0197

Première mise sur le marché de l'UE : 2022

Fabricant : FARTLEY



Descriptif du dispositif :

La tubulure d'irrigation Neorig® Urétéro permet, lors des procédures d'urétéroscopie souple ou rigide, de disposer d'une irrigation continue, d'avoir la possibilité d'augmenter le flux d'irrigation via la pompe manuelle si nécessaire et de disposer de l'ensemble des raccords et joints toriques nécessaires.

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI
Tubulure irrigation 1 voie pour urétéroscopie - Neorig® Urétéro	401216015	222660
Tubulure irrigation 2 voies pour urétéroscopie - Neorig® Urétéro	401216014	222661

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Capuchon de protection	Matériau : Acrylonitrile Butadiène styrene (ABS)
Elément : Connecteur 4 voies	Matériau : Polycarbonate (PC)
Elément : Joint thorique	Matériau : Silicone + PC
Elément : Robinet	Matériau : PC
Elément : Connecteur haute pression	Matériau : Silicone + PC
Elément : Tube	Matériau : Polychlorure de Vinyle (PVC)
Elément : Connecteur Luer	Matériau : PC
Elément : Pompe manuelle	Matériau : PVC + Polypropylène (PP)
Elément : Clamp	Matériau : Polyoxyméthylène (POM)

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Urologie

Indications :

Irrigation

Irrigation vésicale

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Entre 5 et 35°C

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

Fiche Technique

Autres données techniques :

Distance de la poche d'eau du sol	Débit (sans presser sur la pompe)	Débit (en pressant sur la pompe)
120cm	198 ml/min	250 ml/min
150cm	243 ml/min	281 ml/min
180cm	292 ml/min	305 ml/min

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01