


3M

Fiche Technique


Champs à inciser iodés antimicrobiens **3M™ Ioban™ 2**

**Dispositif médical de classe III stérile selon la Directive 93/42/CEE –
marqué CE0086**

Composition du produit	Support : film de polyester Adhésif : Copolymère de synthèse avec iodophore incorporé (2%) Absence de latex dans le produit et l'emballage
Lieu de fabrication	Référence 6635 : USA Autres références : Pologne
Stérilisation	Rayons Gamma
Lieu de stérilisation	Référence 6635 : USA Autres références : Allemagne
Durée de vie	2 ans Stocker dans un endroit frais et sec
Conditionnement	Sachet individuel en aluminium



Références 66xx ou 66xxEU



Références 66xxEZE



Fiche Technique

Références	Code commande	Aire à inciser (cm x cm)	Surface totale (cm x cm)	Nombre de champs/boîte	Minimum de commande
6635	CHA6635	10 x 20	15 x 20	10	4
6640EU	CHA6640	34 x 35	44 x 35	10	4
6640EZE	6640EZ	35 X 35	35 X 35	10	4
6648EU	CHA6648	56 x 60	66 x 60	10	4
6648EZE	6648EZ	60 X 60	60 X 60	10	4
6650EU	CHA6650	56 x 45	66 x 45	10	4
6650EZE	6650EZ	60 X 45	60 X 45	10	4
6651EU	CHA6651	56 x 85	66 x 85	10	4
6651EZE	6651EZ	60 X 85	60 X 85	10	4

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.



Tous les papiers
se trient et se recyclent

3M France
Division Solutions Médicales

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tel : 01 30 31 61 61
Fax : 01 30 31 85 65

www.3Mfrance.fr/Medical