




Tegaderm™ : votre guide sélection

	Réf.	Code commande	Dimensions et spécifications	Conditionnement	CVC*	CVP**
Tegaderm™ CHG						
Pansements antimicrobiens transparents au gluconate de Chlorhexidine à 2 %						
	1657R	TCHG57R	8,5 cm x 11,5 cm (gel : 3 x 4 cm) Fente 2 bandelettes - 1 étiquette	25 pans./bte x 4 boîtes	•	
	1658R	TCHG58R	10 cm x 12 cm (gel : 3 x 4 cm) Encoche 2 bandelettes - 1 étiquette	25 pans./bte x 4 boîtes	•	
	1659R	TCHG59R	10 cm x 15,5 cm (gel : 3 x 7 cm) Fente 2 bandelettes - 1 étiquette	25 pans./bte x 4 boîtes	•	
	1660R	TCHG60R	7 cm x 8,5 cm (gel : 2 x 2 cm) Fente 2 bandelettes - 1 étiquette	25 pans./bte x 4 boîtes	•	
Tegaderm™ I.V. Advanced						
Pansements de stabilisation haute performance pour le maintien des cathéters						
	1683	TE1683A	6,5 cm x 7 cm Fente 1 bandelette - 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes	•	•
	1685	TE1685A	8,5 cm x 11,5 cm Fente 1 bandelette - 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	
	1688	TE1688A	10 cm x 12 cm Encoche 1 bandelette - 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	
	1689	TE1689A	10 cm x 15,5 cm Fente 1 bandelette - 1 étiquette	25 pans./bte x 4 boîtes	•	
Tegaderm™ Diamond						
Pansements à perméabilité optimisée pour le maintien des cathéters						
	1684	TE1684D	6 cm x 7 cm 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
	1686	TE1686D	10 cm x 12 cm 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	•

* CVC : cathéters veineux centraux - ** CVP : cathéters veineux périphériques
Les pansements Tegaderm™ IV Advanced, Diamond, IV. Fendu-Renforcé peuvent également être utilisés en maintien de cathéters perineurux.



Maintien de cathéters centraux et périphériques

	Réf.	Code commande	Dimensions et spécifications	Conditionnement	CVC*	CVP**
Tegaderm™ I.V. - Fendus / Renforcés Pansements fendus et renforcés avec bandelettes de fixation stériles						
	1610 (péd.)	TEG1610	5 cm x 5,7 cm Fente 2 bandelettes	100 pans./bte x 4 boîtes		•
	1633	TEG1633	7cm x 8,5 cm Fente 2 bandelettes - 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
	1635	TEG1635	8,5 cm x 10,5 cm Fente 2 bandelettes - 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	•
	1614	TEG1614	6 cm x 7 cm Bords renforcés 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
Tegaderm™ I.V. - Fente en U Pansement fendu en «U» pour cathéters à ailettes						
	1623	TE1623W	6 cm x 7 cm 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
Tegaderm™ Film Pansements pour le maintien des cathéters et le soin des plaies						
	1622 (péd.)	TE1622W	4,4 cm x 4,4 cm 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
	1624	TE1624W	6 cm x 7 cm 1 étiquette	100 pans./bte x 4 boîtes		•
	1626	TE1626W	10 cm x 12 cm 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	•
	1630	TEGA630	10 cm x 11,5 cm 1 étiquette	50 pans./bte x 4 boîtes	•	•
Tegaderm™ Film Pansements pour le maintien des cathéters et le soin des plaies						
	1627	TEG1627	10 cm x 25 cm	20 pans./bte x 4 boîtes	Principales indications : ♦ Cathéters centraux ♦ Cathéters de péricrurale ♦ Soins des plaies, notamment post-opératoires	
	1628	TEG1628	15 cm x 20 cm	10 pans./bte x 4 boîtes		
	1629	TEG1629	20 cm x 30 cm	10 pans./bte x 4 boîtes		

3M votre partenaire depuis plus de 30 ans dans les établissements de santé



Une équipe disponible pour vous :

- ➔ Une équipe dédiée aux établissements de santé composée de délégués experts, de scientifiques, d'infirmières...
- ➔ Pour vous accompagner et définir les pansements les plus adaptés à vos spécificités, spécialités et pratiques (mise en place d'essais, de journée d'observations...).
- ➔ Des outils et session de formation pour vos équipes.

(1) en première page La réduction des infections liés aux Cathéters centraux - Timsit JF, et al. Randomized Controlled Trial of Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-Related Infections in critically ill adults. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2012; 186 (12):1272-1278.



3M France
Marchés de la Santé
Division Soins Critiques et Chroniques
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Téléphone : 01 30 31 82 82
Télécopie : 01 30 31 85 51
www.3MSante.fr



C3SD-000332 – Décembre 2014. 3M France - 3M et Tegaderm sont des marques déposées de 3M. Photos non contractuelles. Selon la Directive 93/42 CEE, les pansements Tegaderm CHG sont des dispositifs médicaux de classe III. Marquage CE0086. Les pansements Tegaderm™ LV Advanced, Diamond, Film sont des dispositifs médicaux de classe IIa - Marquage CE0086. Les pansements Tegaderm™ Film en U sont des dispositifs médicaux de classe IIa - Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, bd de l'Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. RCS Pontoise 542 078 555. France, SAS au capital de 10 572 672.