

## FICHE TECHNIQUE

### Description

Le cathéter BD Venflon™ Pro peut être utilisé pour :

- l'injection
- le prélèvement
- la perfusion.



### Caractéristiques générales

Le BD Venflon™ Pro est un cathéter à site d'injection qui dispose :

- d'une canule radio-opaque en BD Vialon™ ;
- d'aillettes qui permettent l'immobilisation du cathéter ;
- d'une chambre de visualisation du reflux sanguin avec un bouchon évent obturé par une membrane hydrophobe ;
- d'une zone de préhension et un ergot poussoir ;

Pas d'obturateur compatible.

### Composition

| Composant                   | Matériau                    |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Canule                      | Polyuréthane BD Vialon™     |
| Embase de la canule         | Polypropylène (PP)          |
| Aiguille                    | Acier inoxydable            |
| Protecteur d'aiguille       | Polypropylène (PP)          |
| Valve                       | Méthyle vinyle polysiloxane |
| Bouchon du site d'injection | Polypropylène               |
| Bouchon Luer Lock           | Polyéthylène                |
| Lubrifiant                  | Silicone                    |



Stérilisation à l'oxyde d'éthylène ou par rayons gamma



Usage unique



3 ans après stérilisation

## Informations administratives

### BD Venflon™ Pro

Certification CE n°597884, BSI 2797

Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II)

Fabricant légal : Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Site de fabrication : Becton Dickinson India Pvt. Ltd. Plot No.1, Sector 3, IMT Bawal, District Rewari, Haryana 123501, India

Certification ISO :

- ISO 13485 : Certificat n°597883
- ISO 13485 : Certificat n°247911-2017-AQ-IND-NA-PS

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

| Référence cathéter | Code Couleur | Gauge | Caractéristiques du cathéter |               |                | Conditionnement<br>boîte / carton / palette |
|--------------------|--------------|-------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
|                    |              |       | Ø Externe (mm)               | Longueur (mm) | Débit (ml/min) |                                             |
| <b>393210</b>      | Orange       | 14    | 2,0                          | 45            | 270            | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393209</b>      | Gris         | 16    | 1,8                          | 45            | 236            | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393208</b>      | Blanc        | 17    | 1,5                          | 45            | 133            | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393207</b>      | Vert         | 18    | 1,3                          | 45            | 103            | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393206</b>      | Vert         | 18    | 1,3                          | 32            | 103            | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393204</b>      | Rose         | 20    | 1,1                          | 32            | 67             | 50 / 500 / 16 000                           |
| <b>393202</b>      | Bleu         | 22    | 0,9                          | 25            | 42             | 50 / 500 / 16 000                           |