

Cathéter court sécurisé SAFE TOUCH™ NIPRO



• Dénomination

Cathéter Court Sécurisé Droit

• Caractéristiques

- **Sécurité automatique** : Réduction du risque AES (Accident d'Exposition au Sang) par piqure. Au retrait du mandrin, le système de sécurité se place sur le biseau de l'aiguille de façon irréversible,
- **Ergonomie** : Pas de changement de technique, faible encombrement, aucun risque d'activation involontaire, très bonne visualisation du reflux,
- **Biocompatibilité** : Cathéter en polyuréthane,
- **Confort** : Aiguille fine permettant une introduction dans la veine sans traumatisme,
- **Spécificité** : Cathéter radio-opaque.

• Références

Référence Commande DIDACTIC (Référence NIPRO)			Couleur	Cathéter		Aiguille	Débit
Sans ailette	Avec ailettes*	Avec ailettes et site		Taille	Longueur	Taille	ml/min
CAT14GS** (NIC-SF-1450P-ET)	CAT14GAS** (NIC-SF-1450PW-ET)	CAT14GASS** (NIC-SF-1450PWP-ET)		14G (Int. 1,7mm/Ext. 2,1mm)	2" (50mm)	16G	240ml/min
CAT16GS (NIC-SF-1650P-ET)	CAT16GAS (NIC-SF-1650PW-ET)	CAT16GASS (NIC-SF-1650PWP-ET)		16G (Int. 1,3mm/Ext. 1,7mm)	2" (50mm)	18G	185ml/min
CAT18GS (NIC-SF-1832P-ET)	CAT18GAS (NIC-SF-1832PW-ET)	CAT18GASS (NIC-SF-1832PWP-ET)		18G (Int. 1mm/Ext. 1,3mm)	1 1/4" (32mm)	20G	93ml/min
CAT20GS (NIC-SF-2032P-ET)	CAT20GAS (NIC-SF-2032W-ET)	CAT20GASS (NIC-SF-2032PWP-ET)		20G (Int. 0,8mm/Ext. 1mm)	1 1/4" (32mm)	22G	56ml/min
CAT22GS (NIC-SF-2225P-ET)	CAT22GAS 001 (NIC-SF-2225PW-ET)	CAT22GASS001 (NIC-SF-2225PWP-ET)		22G (Int. 0,6mm/Ext. 0,8mm)	1" (25mm)	24G	37ml/min
-	CAT22GAS (NIC-SF-2232PW-ET)	CAT22GASS (NIC-SF-2232PWP-ET)		22G (Int. 0,6mm/Ext. 0,8mm)	1 1/4" (32mm)	24G	37ml/min
CAT24GS (NIC-SF-2419P-ET)	CAT24GAS (NIC-SF-2419PW-ET)	CAT24GASS (NIC-SF-2419PWP-ET)		24G (Int. 0,5mm/Ext. 0,7 mm)	1/4" (19mm)	26G	22ml/min

Code couleur pour identification fait selon la norme ISO 6009

Le Cathéter court sécurisé SAFE TOUCH™ est un produit NIPRO

V18.10-2018

DIDACTIC

Zone d'activité A29 - Les bleuets - 1800 route des bleuets
76430 Etainhus - France
Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88
www.didactic.fr

INTER.MED Laboratoires

Pré du Mié
43270 Allègre - France
Tél. +33 4 71 00 23 22 - Fax : +33 4 71 00 23 54
www.intermed-laboratoires.com

• Matériaux utilisés *Latex free & PVC free*

- Polycarbonate : Embase du mandrin,
- Polypropylène : Gaine du protecteur, filtre, embase du cathéter,
- Acier inoxydable : Protecteur, mandrin,
- Polyuréthane PUR : Cathéter,
- Polyoxyméthylène POM : Joint.

• Stérilisation

STERILE EO

- Oxyde d'éthylène,
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation.

• Conditionnement

Conditionnement	Blister individuel (L x l) (papier stérile et film PVC)	Boîte (L x l x h)	Carton (L x l x h)
	Unité	50 pièces	2 000 pièces
Sans ailettes	143mm x 29mm	160mm x 63mm x 145mm	662mm x 337mm x 319mm
Avec ailettes	143mm x 38mm	206mm x 63mm x 145mm	662mm x 429mm x 319mm
Avec ailettes et site d'injection	155,5mm x 29,33mm	160mm x 100mm x 157,5mm	1024mm x 342mm x 349mm

Stérilité assurée par le conditionnement individuel - Une palette contient 16 cartons



• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

• Conformité

CE 0123

- Classe IIa,
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE,
- ISO 13485 : Système de management de la qualité,
- ISO 10555-1/A1, A2 : Cathéters intravasculaires stériles, non réutilisables.

• Fabricant

- Fabricant au sens de la Directive : Nipro Corporation, Japon
- Mandataire : Nipro Europe N.V. : Weihoek 3 H - B-1930 Zaventem, Belgium

• Documentation

- Fiche bonnes pratiques
- Fiche EUROPARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com
 - Référencement GERES (Groupe d'Étude sur le Risque d'Exposition des Soignants aux agents infectieux : www.geres.org

V18.10-2018