

Prolongateur PVC

Pour perfusion par gravité



• Dénomination

Prolongateur PVC Basse pression pour perfusion par gravité

• Caractéristiques

- **Tube haute qualité** : PVC souple anti-plicature,
- **Lipido-Résistant** : Connexion mâle et femelle,
- **fiable et sécurisé** : Embouts Luer Lock fixe et Luer Lock mobile,
- **Résistance à la pression** : 4000 hPa (4 Bars – 58 psi),
- **Largeur de gamme** : disponible de 10 à 200 cm.

Référence	Type d'embout	Embout terminal	Longueur xxx cm (Volume résiduel mL)	Diamètre	
				Interne	Externe
PMFxxxF	mâle	Luer Lock fixe	10 - 30 - 50 - 80 - 100 - 150 - 200 (0,7) (2,1) (3,6) (6) (7,1) (10,6) (14,3)	3mm	4,1mm
PMFMxxxF	mâle	Luer Lock mobile	30 - 50 - 100 - 150 - 200 (2) (3,6) (7,1) (10,6) (14,2)		
PMMxxxF	mâle mâle	Luer Lock fixe	50 - 100 - 150 - 200 (3,6) (7,1) (10,6) (14,3)		

• Références



DIDACTIC - Le Mirlibut - 1800 Route des bleuets - 76430 Etainhus - France
Tél. +33 (0)2 35 44 93 93 - Fax +33 (0)2 35 44 93 88 - www.didactic.fr

INTER.MED Laboratoires - Pré du Mié - 43270 Allègre - France
Tél. +33 (0)4 71 00 23 22 - Fax : +33 (0)4 71 00 23 54 - www.intermed-laboratoires.com

• Matériaux utilisés (DEHP < 0,1% (m/m))

- PVC: Tubulure, embout Luer Lock femelle,
- Polyéthylène: Bouchon et capuchon Luer Lock mâle,
- Acrylonitrile Butadiène Styrène: Embout Luer Lock mâle fixe.

• Stérilisation STERILE EO

- Oxyde d'éthylène
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation

• Conditionnement

Blister individuel	Boite	Carton
Unité	125 pièces	500 pièces
(L x l) 208mm x 98mm	(L x l x h) 390mm x 300mm x 210mm	(L x l x h) 600mm x 410mm x 430mm

Une palette standard peut contenir 16 cartons - Stérilité assurée par le conditionnement individuel - Témoin de passage en stérilisation présent sur le carton

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 980 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.



• Conformité 1370

- Classe IIa,
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE
- ISO 13485 : Système de management de la qualité,
- ISO 8536-4 : Matériel de perfusion à usage médical; appareils non réutilisables, à alimentation par gravité),
- ISO 8536-9 : Matériel de perfusion à usage médical; tubulures pour utilisation avec des appareils de perfusion sous pression,
- ISO 594-2 : Assemblages coniques à 6% (Luer) des seringues et aiguilles de certains autres appareils à usage médical; assemblages à verrouillage,

• Documentation

- Fiche EUROPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com

