



Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00
Fax: 01 30 05 34 43
<https://www.medline.eu/fr>



Fiche technique

Tondeuse Chirurgicale avec lames à usage unique

La tondeuse chirurgicale est utilisée pour la préparation de la peau et du site opératoire avant l'intervention chirurgicale.

DYND70800EU – Tondeuse chirurgicale avec chargeur, cordon électrique prise EU

DYND70800UK – Tondeuse chirurgicale avec chargeur, cordon électrique prise UK

DYND70801EU – Tondeuse chirurgicale

DYND70802EU – Chargeur, cordon électrique prise EU

DYND70802UK – Chargeur, cordon électrique prise, prise UK

Référence(s)

Description

Références	DYND70880E – Lame universelle	DYND70885E – Lame pour cuir chevelu et zone à forte pilosité	DYND70890E – Lame pour zones sensibles
Emballage	50 unités	50 unités	50 unités
Indication	Chirurgie générale poils	Neurochirurgie Chirurgie cardio- thoracique	Urologie – Obstétrique Chirurgie gynécologique
Zones	Corps	Cuir chevelu et autres pilosité importante - poils épais	Zone sensible - Périnée et sous aisselle
Capacité à couper Oscillation par seconde	10,000	16,000	9000
Hauteur de coupe (mm)	0,9	1,4	1,2
Largeur de coupe (mm)	31,3	36,2	20,0
Niveau sonore en utilisation (db)	61	65	70
Temps de charge de la tondeuse	12 heures (Électromagnétique, batterie NiMH)		
Autonomie en utilisation continue	90-120 minutes de fonctionnement ininterrompu		
Étanchéité à l'eau	Immergeable dans l'eau moins d'un mètre de profondeur jusqu'à 30 minutes.		

Nettoyage/Désinfection	Laver à l'eau et au savon ou essuyer avec un désinfectant de surface Rincer à l'eau chaude ou froide puis sécher

Stockage

Température: -10°C à + 60°C
Humidité : 10% à 100% d'humidité relative
Pression : 500hPa – 1060hPa

Matière(s)

Sans latex, Polyoxymethylene pour tondeuse, polyoxyméthylène et acier inoxydable pour les lames.
Sans phtalates.

Conditionnement / Emballage

Lames : 1 unité / blister; 50 unité / carton
Tondeuse : 1 unité / carton

Fabricant

Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL États-Unis 60093

Réglementation

Conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745 et IEC 60601-1
Classe du dispositif: I
IPX7
Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

