



Medline International France SAS  
Le Val Saint Quentin  
2 rue René Caudron  
78960 Voisins le Bretonneux  
Tel: +33 1 30 05 34 00  
Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.com/fr](http://www.medline.com/fr)



## Fiche technique

# RESERVOIR Drainage Medline

### Référence(s)


DYNJWE1305, DYNJWE2000, DYNJWE1000

Le système de drainage Medline est un dispositif stérile à usage unique et est constitué de deux éléments : le réservoir et le drain.

Les réservoirs Medline sont utilisés pour collecter les exsudats des sites opératoires via un drain.

#### Description du réservoir :

- A. Réservoir gradué, transparent en silicone
- B. Fixation facile du réservoir
- C. Site patient venant accueillir la connexion du drain. Le site patient est équipé d'une valve anti-reflux, afin d'empêcher tout retour d'exsudats. (DYNJWE1000 400 ml est équipé de deux sites patients)
- D. Site d'évacuation des fluides collectés. Ce site d'évacuation est équipé d'un bouchon permettant une fermeture sécurisée lorsqu'il n'est pas utilisé.



### Description

| Références | Volume           | Site patient | Site d'évacuation |
|------------|------------------|--------------|-------------------|
| DYNJWE1305 | Réservoir 100 ml | Oui (1)      | Oui (1)           |
| DYNJWE2000 | Réservoir 200 ml | Oui (1)      | Oui (1)           |
| DYNJWE1000 | Réservoir 400 ml | Oui (2)      | Oui (1)           |

### Matière(s) principale(s)

Silicone  
Sans Latex, sans DEHP

### Conditionnement

Double emballage (1 emballage papier / plastique + 1 emballage polyéthylène)  
10 unités par carton

### Stérilisation

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

### Fabricant

Conod Medical Co. Ltd  
Distribué par **Medline International France SAS**

### Réglementation

Conforme avec la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC  
Dispositif médical de classe IIa stérile



© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.  
All rights reserved.

TDS-RESERVOIR-FR01

01.01.INT.12