

Fosset

Stérile ou non stérile

Informations sur le produit



Dispositif médical - Classe I stérile ou Classe I non-stérile

Embout pour la fermeture à court terme de l'orifice de drainage des sondes de Foley UROSID®.

Il ne doit pas être utilisé:
En cas d'hypersensibilité confirmée aux matériaux utilisés.

DESCRIPTION PRODUIT

Matière Fosset: Polypropylène (PP)

Stérile Oxyde d'éthylène (ETO)

Durée de conservation 5 ans

Conditions de stockage- +15°C à +49°C, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière.

A usage unique
Non réutilisable
Sans latex de caoutchouc naturel
Sans DEHP et PHT

Informations de commande

Référence	PZN - numéro d'enregistrement pharmaceutique	Stérilité	Unités par carton [ST]
647010-A	00206581	Sterile (EO):	50
647010-U	00206575	Non stérile	100

RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT

Well Lead Medical Co.,Ltd.
C-4 Jinhua Industrial Estate, Hualong
511434 Panyu, Guangzhou
République populaire de Chine

647010-A : Dispositif médical de classe I stérile.



647010-U : Dispositif médical de classe I non stérile.



Destinés à être utilisés par les professionnels de santé. Avant utilisation, consultez les instructions et précautions indiquées sur l'étiquetage correspondant.