

Fiche Technique

Brosse pour lavage chirurgical des mains

NeoCleanBrush®

Brosse chirurgicale

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : E50DA01

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables
inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : NA

Directive de l'UE applicable : NA*

N° Organisme notifié : NA

Première mise sur le marché de l'UE : 2016

Fabricant : Fartley
Provenance : Chine

Statut : Importateur



Descriptif du dispositif :

Brosse destinée au lavage chirurgical des mains saines, constituée d'une partie éponge douce et d'une partie brosse en plastique pour les ongles.

Le produit est présenté en emballage individuel, et conditionné en boîtes distributrices. Support métallique mural disponible pour suspendre le distributeur de brosses.

*Les brosses chirurgicales, dans la mesure où elles sont destinées au lavage des mains des professionnels de santé utilisateurs, ne sont pas considérées comme des dispositifs médicaux au regard des articles L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique ; et du règlement des dispositifs médicaux 2017/745

Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence ASI	Conditionnement
Brosse chirurgicale sèche STERILE avec cure-ongle	201971	Carton de 375 unités (15 boîtes de 25u.)

Fiche Technique

Composition du dispositif et accessoires :

Élément : Eponge

Élément : Brosse

Élément : Cure ongles

Matériau : polyuréthane

Matériau : Polyéthylène Basse Densité

Matériau : Polypropylène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Hygiène

Indications :

Hygiène

Lavage chirurgical mains

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde d'éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

NA

Durée de validité du produit :

5 ans

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mode d'emploi :

Respecter la procédure d'hygiène des mains de l'établissement.

Référence bibliographique : Recommandations pour l'hygiène des mains – SFHH (version en vigueur)

Contre-indications :

Ne convient pas pour le lavage des plaies.

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr