

BROSSE POUR PRELEVEMENT PROTEGE AVEC CISEAUX

Brosse prélèvement bronchique

1 <u>INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT</u>

Code CLADIMED: R61BA01

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM :

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0483

Première mise sur le marché de l'UE: 01/01/2002

Fabricant: MEDI GLOBE



Références Catalogue :

Désignation du produit	Référence Fournisseur	Référence ASI	Condt
Brosses avec ciseaux Ø 1.8mm Lg 1200mm (Ø tube 2mm +/- 0.5)	GCB-02-18-120	220603	Par 10

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée Matériau : Polyamide

Elément : Tube Matériau : Polytétrafluoroéthylène

Elément : Brosse Matériau : Poly acrylonitrile butadiène styrène

Elément : Guide Matériau : Acier inoxydable Elément : Lame ciseaux Matériau : Acier inoxydable

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex: Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B: Absence

Origine animale ou biologique: Absence

Date : 11/2018 Version : 8.00 - FT - Brosses pour prélèvement protégé avec ciseaux







 9, avenue Mercure - 31130 Quint Fonsegrives

 31130 Quint Fonsegrives

 +33 (0)5 62 57 69 01

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines:

Endoscopie Pneumologie

Indications:

Prélèvement Prélèvement bronchique protégé Voies respiratoires

- 2 PROCEDE DE STERILISATION: Oxyde éthylène
- 3 **CONDITIONS DE CONSERVATION:**

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mode d'emploi:

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre indications:

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES:

Notice d'utilisation.

CONTACT:

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE: Mme Cindy CAVELIER - ccavelier@aseptinmed.fr

Tel: 05.62.57.69.18 - Fax: 05.62.57.69.01

