

## Fiche Technique

# ANSE A POLYPECTOMIE CHAUDE

## NeoSnare Hot

Anse diathermique polypectomie

### 1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

**Code CLADIMED :** A65AA01

**Code LPPR\* si applicable :** NA

\*Liste des produits et prestations remboursables  
inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

**Classe du DM :** IIb

**Directive de l'UE applicable :** 93/42/CE

**N° Organisme notifié :** 0197

**Première mise sur le marché de l'UE :** 12/2018

**Fabricant :** FARTLEY

#### Descriptif du dispositif :

Anse à polypectomie rotative pour utilisation par voie endoscopique pour la ligature, l'électrocautérisation, la résection et l'élimination de polypes et tissus à chaud.

Conditionnement : Boîte de 10 unités

#### Références Catalogue :

| Désignation                                             | Réf Fartley | Réf ASI | Diam. tube | Type  | Code couleur étiquette |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------|------------------------|
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 15mm, lg 230cm | 40209       | 222443  | 2.4mm      | Ovale |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 20mm, lg 230cm | 40210       | 222444  | 2.4mm      | Ovale |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 25mm, lg 230cm | 40211       | 222445  | 2.4mm      | Ovale |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 30mm, lg 230cm | 40212       | 222446  | 2.4mm      | Ovale |                        |

## Fiche Technique

| Désignation                                             | Réf Farley | Réf ASI | Diam. tube | Type        | Code couleur étiquette |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|------------------------|
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 15mm, lg 230cm | 40221      | 222439  | 2.4mm      | Hexagonale  |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 20mm, lg 230cm | 40222      | 222440  | 2.4mm      | Hexagonale  |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 25mm, lg 230cm | 40223      | 222441  | 2.4mm      | Hexagonale  |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 30mm, lg 230cm | 40224      | 222442  | 2.4mm      | Hexagonale  |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 15mm, lg 230cm | 40233      | 222435  | 2.4mm      | asymétrique |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 20mm, lg 230cm | 40234      | 222436  | 2.4mm      | asymétrique |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 25mm, lg 230cm | 40235      | 222437  | 2.4mm      | asymétrique |                        |
| Anse à polypectomie chaude Ø d'ouverture 30mm, lg 230cm | 40236      | 222438  | 2.4mm      | asymétrique |                        |

### Composition du dispositif et accessoires :

#### Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée  
 Elément : Tube externe  
 Elément : Boucle

Matériau : ABS  
 Matériau : PTFE  
 Matériau : Acier inoxydable

### Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

**Latex** : Absence

**Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B** : Absence

**Origine animale ou biologique** : Absence

**Bisphénol A** : Absence

### Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

#### Domaines :

Endoscopie  
 Digestif

#### Indications :

Endoscopie digestive  
 Résection polype  
 Voies digestives

### 2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

### 3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

#### Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

## Fiche Technique

**Précautions particulières :**

Intégrité de l'emballage.

**Durée de validité du produit :**

3 ans.

**4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :****Mode d'emploi :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**Contre-indications :**

Se référer à la notice d'utilisation.

**PIECES JOINTES :**

Notice d'utilisation.

**CONTACT :**

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – [ccavelier@aseptinmed.fr](mailto:ccavelier@aseptinmed.fr)

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01