

ANSE A POLYPECTOMIE FROIDE NeoSnare

Anse diathermique polypectomie

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED : A65AA01

Code LPPR* si applicable : NA

*Liste des produits et prestations remboursables
 inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1

Classe du DM : IIb

Directive de l'UE applicable : 93/42/CE

N° Organisme notifié : 0197

Première mise sur le marché de l'UE : Octobre 2017

Fabricant : FARTLEY

Descriptif du dispositif :

Anse à polypectomie rotative pur utilisation par voie endoscopique pour la résection de polypes à froid.

Conditionnement : Boîte de 10 unités

Références Catalogue :

Désignation	Réf fournisseur	Réf ASI	Diam. tube	Diam. fil	Code couleur étiquette
Anse à polypectomie froide Ø d'ouverture 10mm, lg 230cm	40020161	222389	2.4mm	0.3mm	
Anse à polypectomie froide souple Ø d'ouverture 10mm, lg 230cm	40020159	222390	2.4mm	0.2mm	
Anse à polypectomie froide Ø d'ouverture 15mm, lg 230cm	40020162	222392	2.4mm	0.3mm	
Anse à polypectomie froide souple Ø d'ouverture 15mm, lg 230cm	40020160	222393	2.4mm	0.2mm	

Diamètre cathéter	Diamètre min. canal opérateur
2.4mm	2.8mm



Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Poignée
Elément : Tube externe
Elément : Boucle

Matériau : ABS
Matériau : PTFE
Matériau : Acier inoxydable

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie
Digestif

Indications :

Endoscopie digestive
Résection polype
Voies digestives

2 PROCEDE DE STERILISATION : Oxyde éthylène

3 CONDITIONS DE CONSERVATION :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

3 ans.

4 PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mode d'emploi :

Se référer à la notice d'utilisation.

Contre-indications :

Se référer à la notice d'utilisation.

PIECES JOINTES :

Notice d'utilisation.

CONTACT :

CORRESPONDANT MATERIOVIGILANCE : Mme Cindy CAVELIER – ccavelier@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01

