


Medline International France SAS Le Val Saint Quentin 2 rue René Caudron 78960 Voisins le Bretonneux

Tel: 01 30 05 34 00 Fax: 01 30 05 34 43 www.medline.eu/fr



Fiche technique

Pansements abdominaux stériles

Référence(s)

Référence	Dimension totale du pansement	Dimension de la partie absorbante (cm) ±0.5cm	Emballage	Conditionnement
ABD1010	10 x 10 cm	7 x 10	1 unité/sachet	25 sachets/boîte, 12 boîtes/carton
ABD1020	10 x 20 cm	10 x 16.5	1 unité/sachet	25 sachets/boîte, 8 boîtes/carton
ABD1525	15 x 25 cm	15 x 22	1 unité/sachet	15 sachets/boîte, 12 boîtes/carton
ABD2020	20 x 20 cm	17 x 20	1 unité/sachet	15 sachets/boîte, 8 boîtes/carton
ABD2040	20 x 40 cm	20 x 37	1 unité/sachet	10 sachets/boîte, 8 boîtes/carton

Description

- Le pansement abdominal absorbant se compose sur la face interne (en contact avec la plaie) d'un voile non tissé. Sa partie centrale à base de cellulose permet la diffusion des exsudats
- La face externe (extérieure) est imperméable (hydrophobe). Le pansement est fermé sur les 4 côtés pour conserver l'humidité et éviter le relargage des particules.
- Usage unique. Stérile. Ne pas re-stériliser.
- Ne pas utiliser si l'emballage (sachet pelable) est ouvert ou endommagé.
- **Utilisation prévue:** Les pansements sont destinés à absorber les exsudats. Ils sont utilisés par les chirurgiens pour protéger les sites opératoires ainsi que lors des soins généraux des plaies post-opératoires

Matière(s)

Rayonne, polyester, pulpe, cellulose

Conditionnement

Se référer à la partie «Références»

Emballage

sachet pelable, boîte en carton, carton

Fabricant

Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield Illinois, 60093 USA, EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE - Classe du dispositif: I stérile - En accord avec EN 14079

Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.







© 2020 Medline Industries Inc. ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés. TDS_Sterile_ABD_Pads_FR04