

Champs fenêtrés adhésifs


Caractéristiques produit

Champ stérile avec fenêtre adhésive, absorbant et imperméable. Pour couvrir les patients au bloc opératoire, en soins ambulatoires ou dans les services hospitaliers et les cabinets médicaux.

Matériaux:

Matière laminée 42g/m² : composée d'une face en film polyéthylène résistant et souple, et d'une face en polypropylène hydrophile.

Adhésif double face anti-allergique



Dimensions et codes articles

Code article	Désignation	Dimensions	Ouverture adhésive centrée	CD (pcs / carton)
CHO14-01	Champ fenêtré	50x50 cm	5x7 cm ovale	220
CHO14-02	Champ fenêtré	50x60 cm	6 cm	220
CHO14-03	Champ fenêtré	50x60 cm	6x8 cm ovale	220
CHO14-04	Champ fenêtré	45x75 cm	8 cm	250
CHO14-05	Champ fenêtré	75x75 cm	6x8 cm ovale	160
CHO14-06	Champ fenêtré	75x90 cm	7x12 cm ovale	150
CHO14-07	Champ fenêtré	75x90 cm	10 cm	150
CHO14-08	Champ fenêtré	100x100 cm	7x12 cm ovale	70
CHO14-09	Champ fenêtré	100x150 cm	12 cm	50
CHO14-10	Champ fenêtré	120x150 cm	7 cm	40
CHO14-11	Champ fenêtré	120x150 cm	6x8 cm ovale	40
CHO14-12	Champ fenêtré	220x240 cm*	12 cm	16

Informations normatives

Dispositif médical à usage unique
de classe Is, conforme à la
DDM 93/42/CEE,
Certificat SNCH n° CE 0499

Conforme à la norme EN 13795:2011,
haute performance.

Sans latex et sans phtalates.

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque produit est emballé individuellement sous sachet pelable. Tous les produits sont regroupés dans un sac plastique et carton de transport.

* Produit sous double emballage - feuille de stérilisation et sachet pelable.

Stockage : Date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

Stérilisation

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Validité du produit 5 ans après la stérilisation.



Version 1.1. / 08-2016