

Caractéristiques techniques



Trousse d'extrémité

Référence

Réf. TRO070-02

Caractéristiques produit

Trousse d'extrémité

Matériaux:

Matière laminée 42g/m² : composée d'une face en film polyéthylène résistant et souple, et d'une face en polypropylène hydrophile.


Renfort super absorbant



Domaines d'application

Orthopédie
Ambulatoire

Dimensions et contenu



Informations normatives

Dispositif médical à usage unique
de classe Is, conforme à la
DDM 93/42/CEE,
Certificat SNCH n° CE 0499

Conforme à la norme EN 13795:2011,
haute performance.

Sans latex et sans phtalates.

Q-té	Produit	Dimensions	Renforts
1	Couvre table	140x190cm	
2	Essuie-mains	30x40cm	
1	Champ d'approche	100x150cm	
1	Champ d'extrémité renforcé avec fenêtre élastique ouverture Ø 6cm, anneaux de fixation tubulures	220x320 cm	75x100cm

Stérilisation

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Validité du produit 5 ans après la stérilisation.



0499



STERILE EO

Conditionnement et stockage

Packaging : Chaque trousse est emballée sous **double emballage** avec papier crêpe et sachet tyvek. Tous les produits sont regroupés dans un sac plastique et carton de transport.

Stockage : Date limite de conservation indiquée sur le sachet. A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.

D73-02-FT TRO070-02
Version 1.2. / 09-2016

Conditionnement	Quantité	Dimensions	Poids net	Poids brut
Carton :	10 pcs	52 x 39 x 34 cm	7.25 kg	8.25 kg
Palette de 16 cartons:	160 pcs	120x80x151 cm	116 kg	132 kg

