



Classe I (seringues sans aiguille)  
Classe IIa (seringues montées)  
Selon la directive européenne 93/42/CEE  
sur les dispositifs médicaux.

### **Marquage CE seringue 3 pièces sans aiguille :**

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- Certificat n° : 2000 06 0273 CP certifié par Dirección general de farmacia productos sanitarios (n° 0318)
- Fabricant : Becton Dickinson, San Agustín, Espagne
- Certification :  
UNE-EN ISO 9001 : 2000 Certificat n° ER-0264/1994 certifié par AENOR (n° 0318)

## **BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml**

Seringues 3 pièces avec et sans aiguilles  
**Stérile, usage unique, sans latex**

### **Marquage CE seringue 3 pièces montées :**

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- Certificat n° 1995 06 0005 CP : certifié par Dirección general de farmacia y productos sanitarios (n° 0318)
- Fabricant : Becton Dickinson, San Agustín, Espagne
- Certification :  
UNE-EN ISO 9001 : 2000 Certificat n° ER-0264/1994 certifié par AENOR (n° 0318)
- Stérilisation : Oxyde d'éthylène (concentration d'ETO : 570 mg/l)
- Péréemption : 5 ans après stérilisation

### **Marquage CE seringue 3 pièces Luer-Lock (LL) :**

Selon la directive européenne 93/42/CEE (procédure de conformité annexe V et VII)

- Certificat n° 97 Q252.231 : certifié par NSAI (n° 0050)
- Fabricant : Becton Dickinson, Canaan, USA
- Certification :  
I.S. EN 13488 : 2000 et I.S. EN ISO 9002 : 1994 Certificat n° MD19.2369 certifié par NSAI
- Stérilisation : Rayons Gamma
- Conditions de stockage :  
Tenir au sec et à l'abri du soleil
- Péréemption : 5 ans après stérilisation

### **Indications :**

Pour injections ou pour prélèvements.

### **Composition des différents éléments :**

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)
- Piston : Polypropylène (PP)
- Joint de piston : Isoprène synthétique (sans latex)
- Marquage : Encres
- Lubrifiant : Silicone
- Aiguille : Acier inoxydable
- Colle : Résine Epoxy
- Embase : Polypropylène (PP)
- Protecteur d'aiguille : Polypropylène (PP)

# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml - Seringues 3 pièces avec et sans aiguilles. - Stérile, usage unique, sans latex

## Caractéristiques Générales :

- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Etanchéité même sous fortes pressions.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- L'ensemble compact, seringue plus aiguille, offre à la fois toutes les qualités de la seringue BD Plastipak™ et de l'aiguille BD Microlance™.
- Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans un seul emballage assurent :  
une simplification de l'injection, moins de gestes et une diminution du coût de l'injection.
- Nos cônes Luer et Luer-Lock sont conformes aux normes européennes et françaises NF EN 20594-1, ISO 594-1 de décembre 1993, ISO 594-2 de septembre 1998  
"Assemblage cône à 6° (Luer) des seringues et aiguilles et de certains autres appareils à usage médical."

## Caractéristiques Techniques :

### Seringues sans aiguille

Références	Désignation	Origine	Embout	Graduation	Corps de la seringue				Piston		Joint de Piston	Total
					Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Poids g	Longueur mm	Poids g	Poids g	Poids g
300185	2 ml* - H 802 S	ESP	Centré	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75
302187	5 ml - H 805 S	ESP	Centré	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74
302188	10 ml - H 811 ES	ESP	Excentré	au 0,5 ml	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81
300910	3 ml - H 803 LL	USA	Centré	au 0,1 ml	69,00	10,12	8,57	2,05	80,05	0,95	0,19	3,44
300911	5 ml - H 805 LL	USA	Centré	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74
300912	10 ml - H 810 LL	USA	Centré	au 0,2 ml	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81

### Seringues montées

Références	Désignation	Origine	Graduation	Corps de la seringue				Piston		Joint de	Total	Aiguille BD Microlance™ 3		
				Longueur mm	Ø externe mm	Ø interne mm	Poids g	Longueur mm	Poids g	Piston/Poids g	Poids g	Dimension	Code	
												Gauge	mm	Couleur
300190	2 ml* - H 802 DN	ESP	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	25	0,5 x 16	orange
300189	2 ml* - H 802 DN	ESP	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	23	0,6 x 25	bleu
300188	2 ml* - H 802 DN	ESP	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	22	0,7 x 30	noir
300187	2 ml* - H 802 DN	ESP	au 0,1 ml	60,15	10,12	8,57	1,7	72,35	0,86	0,19	2,75	21	0,8 x 40	vert
308062	5 ml - H 805 DN	ESP	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74	22	0,7 x 30	noir
308063	5 ml - H 805 DN	ESP	au 0,2 ml	65,03	13,66	11,98	2,52	77,44	1,76	0,46	4,74	21	0,8 x 40	vert
308027	10 ml - H 811 EDN	ESP	au 0,2 ml	85,48	16,21	14,43	4,34	97,92	2,87	0,69	7,81	21	0,8 x 40	vert

\* Les seringues 2 ml sont graduées jusqu'à 2,5 ml

## Conditionnement :

Réf. 300185 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 5600 unités

Réf. 302188, Réf. 300912 :

Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 4800 unités

Réf. 300190, Réf. 300189, Réf. 300187 :

Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 4800 unités

Réf. 302187 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 9600 unités

Réf. 300188 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 9600 unités

Réf. 300910 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 800/ 4000 unités

Réf. 300911 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 3200 unités

Réf. 308062, Réf. 308063 :

Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 3600 unités

Réf. 308027 - Boîte / carton / Palette filmée : 100/ 400/ 2400 unités



**BD Medical Systems**  
11, rue Aristide-Bergès  
38800 Le Pont-de-Claix  
Tél. 04 76 68 36 36 / Fax 04 76 68 55 61