

CASAQUE PERFORMANCE STANDARD VO12

ILLUSTRATION	
APPLICATIONS	Protection du personnel soignant et du patient contre tout risque de contamination microbienne peropératoire. Utilisation lors d'interventions chirurgicales moyennement longues et peu humides au bloc opératoire ou en salle d'angiographie
AVANTAGES	Vêtement stérile à usage unique - Confection soudée renforçant l'étanchéité et la protection des praticiens - Matière traitée antistatique - Matière hydrophobe - Matière sans latex - Matière SMS pour une meilleure résistance et une meilleure protection. - Bonne drapabilité, souplesse et légèreté pour le confort des praticiens. - Protection optimisée par la longueur de la casaque en fonction des tailles. - Colonne d'eau supérieure aux exigences de la norme EN NF 13795 : H ₂ O 68,8 cm (norme 20 cm) - Emballage permettant une lecture facile et rapide du modèle
PRÉSENTATION DU PRODUIT	
Modèle	Manches longues – Poignets bord-côte en polyester – Passe pouce – Dos croisé – Encolure ovalisée ajustable par scratch
Essuie-mains	2 essuie-mains 30 x 40 cm
Emballage	Conditionnement sous double emballage sous sachet individuel pelable avec face transparente
Etiquetage	3 étiquettes adhésives de traçabilité patient.
TAILLES	Tailles L, XL, XXL et XLL
DIMENSIONS	Longueur de 1,30 m (taille L) Longueur de 1,35 m (taille XL) Longueur de 1,40 m (taille XXL) Longueur de 1,55 m (taille XLL)

Dernière modification le 13/02/2012

COLORIS	BLEU
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE - Nature - Grammage	Modèle et Essuie-mains : Polypropylène multicouche 48 g/m ² (+/- 2%)
MODE DE FABRICATION	Confection soudée
PRESENCE LATEX	☐ oui ☒ non
STÉRILISATION	Oxyde d'Ethylène (ETO)
MARQUAGE CE	☒ oui CE0499 ☐ non
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1 stérile Conforme à la norme NF EN 13795

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
VO12L VO12XL VO12XXL VO12XLL Carton de 24 24 cartons par palette	27 X 39 X 42 cm	5,2 Kg 5,4 Kg 5,8 Kg 5,8 Kg

* Dans un souci permanent d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de modifier ces données.