

Fiche Technique

Seringue usage entéral sécurisé EN-Fit™

Seringue 3 pièces

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A50EA01
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	Is
Directive de l'UE applicable :	93/42/CE
N° Organisme notifié :	0197
Première mise sur le marché de l'UE :	2018
Fabricant :	MicSafe
Provenance :	Chine
Statut d'Asept InMed :	Importateur



Descriptif du dispositif :

Seringue EN-Fit™ permettant la nutrition/médication entérale.

Références Catalogue :

Désignation du produit	Type de connexion	Référence fournisseur	Référence Asept InMed	Graduations (ml)	Vol. mort max (ml)	Cdt
Piston : embout CAOUTCHOUC						
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 1ml	centrée	SE01S	203088	0.01	0.07	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 3ml	centrée	SE03S	203089	0.1	0.07	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 5ml	centrée	SE05S	203090	0.1	0.075	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 10ml	centrée	SE10S	203091	0.2	0.10	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 20ml	centrée	SE20S	202501	1	0.15	50 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 30ml	centrée	SE30S	203092	1	0.17	50 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 60ml	excentrée	SE60S	202500	1	0.20	30 unités

Fiche Technique

Désignation du produit	Type de connexion	Référence fournisseur	Référence Asept InMed	Graduations (ml)	Vol. mort max (ml)	Cdt
Piston : embout SILICONE						
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 1ml	centrée	SE01M	203093	0.01	0.07	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 3ml	centrée	SE03M	203094	0.1	0.07	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ Low Dose 5 ml	centrée	SE05M	203095	0.1	0.075	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 10ml	centrée	SE10M	203096	0.2	0.10	100 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 20ml	centrée	SE20M	203097	1	0.15	50 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 30ml	centrée	SE30M	203098	1	0.17	50 unités
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 60ml	excentrée	SE60M	203099	1	0.20	30 unités
Piston : embout CAOUTCHOUC + capuchon						
Seringue entérale sécurisée EN-Fit™ - 60ml + Capuchon	excentrée	SE60SP	203151	1	0.20	30 unités

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Élément : Cylindre/piston	Matériaux : Polypropylène (Copolymère éthylène, propylène)
Élément : Embout du piston	Matériau : Caoutchouc synthétique (Polyisoprène) ou Silicone
Élément : Lubrifiant	Matériau : Huile silicone
Élément : Capuchon (présent sur la ref 203151)	Matériau : Polypropylène

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Perturbateurs endocriniens : Non communiqué

Compatibilité IRM : oui

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Digestif

Indications :

Alimentation entérale

Nutrition entérale

Voies digestives

Fiche Technique

2 **PROCEDE DE STERILISATION** : Oxyde éthylène

3 **CONDITIONS DE CONSERVATION** :

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité du produit :

5 ans

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptionmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01