

COMBINAISON TYVEK® 500 XPERT

REF : CT22X



EPI Cat. III



Type 5B



Type 6B



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



DESCRIPTION

- Combinaison de protection à capuche 3 pièces
- Blanche
- Élastiques aux poignets, aux chevilles, et autour du visage
- Élastique à la taille collée
- Fermeture à glissière avec rabat
- Coutures externe cousues
- Traitement antistatique des deux côtés

AVANTAGES

- Ergonomique
- Confortable
- Respirant
- Très faibles fuites vers l’extérieur grâce à une conception optimisée

DOMAINES D’APPLICATION

			
Chimie	Industrie	Pétrochimie	Pharmaceutique
			
Maintenance	Nettoyage	Automobile	

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III, type 6B - 5B
- Propriété antistatique selon EN 1149-5
- Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules selon EN 1073-2
- Protection contre les agents infectieux selon EN 14126

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Tyvek®
Masse surfacique	41,5g/m²
Couleur	Blanc
Confection	Cousue

TAILLE

	1 / S	2 / M	3 / L	4 / XL	5 / XXL	6 / 3XL	Tolérance
Hauteur (cm)	162 – 170	168 – 176	174 – 182	180 – 188	186 – 194	192 – 200	+/-3cm
Tour poitrine (cm)	84 – 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132	+/-3cm

CODES

TAILLE	1 / S	2 / M	3 / L
RÉFÉRENCE	CT221	CT222	CT223
EAN SACHET	5450208011578	5450208011585	5450208011592
EAN BULK PACK	5450208013299	5450208013305	5450208013312

TAILLE	4 / XL	5 / XXL	6 / XXXL
RÉFÉRENCE	CT224	CT225	CT226
EAN SACHET	5450208011608	5450208011615	5450208011622
EAN BULK PACK	5450208013329	5450208013787	5450208013794

CODE DOUANIER	6210109800
----------------------	------------

CONDITIONNEMENT

UNITÉ / BULK PACK	25
DIMENSIONS BULK PACK (CM)	37x30x24
POIDS BRUT CARTON (KG)	4,5
BULK PACK / PALETTE	64 (soit 16 cartons de 4 bulk pack)
DIMENSIONS DE LA PALETTE (CM)	125 x 80
HAUTEUR DE LA PALETTE (CM)	200

STOCKAGE

À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, des températures extrêmes et dans son emballage d'origine.

Durée de stockage conseillée : 10 ans à partir de la date de fabrication (Tests menés selon ASTM D-572)

PERFORMANCES

TEST	MÉTHODE DE TEST	EXIGENCE	RÉSULTAT
Performance de la combinaison			
Type 5 : essai de fuite vers l'intérieur d'aérosols de particules	EN ISO 13982-2	$L_{jmn, 82/90} \leq 30\%$ $L_{s,8/10} \leq 15\%$	Conforme
Facteur de protection	EN 1073-2	> 50	2 / 3
Type 6 : essai à la pulvérisation de faible intensité	EN ISO 17491-4 – méthode A		Conforme
Résistance des coutures et assemblages	EN ISO 13935-2	> 75 N	3 / 6
Propriétés mécaniques de la matière			
Résistance à l'abrasion	EN 530 – méthode 2	> 100 cycles	2 / 6
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1 / 6
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N	2 / 6
Résistance à la flexion	EN 7854 – méthode B	> 100 000 cycles	6 / 6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 60 N	2 / 6
Résistance de surface à 25% d'HR*	EN 1149-1:2006 EN 1149-5:2018	Intérieur et extérieur $\leq 2,5 \times 10^9$ ohm	Conforme
Résistance du matériau à la pénétration de liquides			
Indice pénétration : H ₂ SO ₄ 30%	EN ISO 6530	Classe 3: < 1% Classe 2: < 5% Classe 1: < 10%	3 / 3
Indice pénétration : NaOH 10%			3 / 3
Indice de répulsion : H ₂ SO ₄ 30%	EN ISO 6530	classe 3: > 95% classe 2: > 90% classe 1: > 80%	3 / 3
Indice de répulsion : NaOH 10%			3 / 3
Résistance du matériau à la perméation de liquides			
Acide sulfurique 18%	EN ISO 6529 – méthode A	> 480	6 / 6
Résistance du matériau à la pénétration d'agents infectieux			
Du sang et des fluides corporels en utilisant du sang synthétique	ISO 16603		3 / 6
Des pathogènes véhiculés par le sang en utilisant le bactériophage Phi-X174	ISO 16604 Procédure C		2 / 6
Par des liquides contaminés	EN ISO 22610		1 / 6
D'aérosols liquides contaminés	ISO/DIS 22611		1 / 3
De poussières biologiquement contaminées	ISO 22612		1 / 3

*Selon la norme EN 14325:2004