



Laboratoires 3M Santé  
Boulevard de l'Oise  
95029 Cergy-Pontoise Cedex  
N°Azur : 0810 331 300  
Fax : 01.30.31.85.51

## Fiche Technique

### **3M™ Soft Cast** Résine semi-rigide de contention

Marquage CE : Dispositif médical de classe I, non stérile sans fonction de mesurage selon la Directive 93/42 relative aux dispositifs médicaux .  
Admis à la LPPR dans la classe des résines liquides ou pâteuses polymérisables à température ambiante.

#### **INDICATIONS :**

La résine semi-rigide Soft Cast est utilisée pour la réalisation de contention souple inextensible, particulièrement dans le traitement des entorses bénignes et moyennes de la cheville. Elle permet également, combinée avec la résine rigide 3M™ Scotchcast™, la réalisation d'appareils d'immobilisation à visée fonctionnelle.

#### **CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :**

**Après polymérisation, Soft Cast reste flexible et inextensible.**

Sa texture lui permet d'être posé directement sur un jersey tubulaire et d'épouser parfaitement les reliefs anatomiques.

Ce matériau doux et non agressif, se découpe avec une paire de ciseaux.

**Composition :** - Maille tricotée en fibres de verre enduite d'une résine polyuréthane ;

**Biocompatibilité :** - Absence de latex de collophane et de cellulose ;

**Elimination des déchets :** - Crémation selon les procédures en vigueur dans l'établissement ;

**Polymérisation :** - Au choix de l'utilisateur : immersion ou vaporisation ;  
- Temps de prise initial : 3 à 5 minutes ;

**Délai de mise en charge :** - 20 minutes

#### **LIEU DE FABRICATION :**

- Irvine, Etats Unis (usine certifiée selon la norme ISO 9001)

**ORIGINE DES MATIERES :**

- Résine polyuréthane : Etats Unis ;
- Fibre de verre : Etats Unis ;

**PRESENTATION :**

- Emballage en sachet aluminium individuel ;
- Conditionnée en boîte cartonnée de 10 rouleaux ;
- Couleur blanche ;

<b>Code commande</b>	<b>Référence</b>	<b>Dimensions cm x m</b>	<b>Rouleaux/Boîte</b>
S82101	82101	2,5 x 1,80	10
S82102 *	82102	5,0 x 3,60	10
S82103 *	82102	7,6 x 3,60	10
S82104 *	81003	10,1 x 3,60	10
S82105 *	81003	12,7 x 3,60	10

\* bleu ; rouge ; violet

**TRACABILITE :**

- Numéro de lot et étiquette « code-barres » sur la boîte ;
- Etiquette adhésive de la même couleur que celle de la bande ;
- Numéro de lot imprimé à l'encre indélébile sur le sachet

**DUREE DE VIE :**

- 3 ans dans des conditions normales de stockage et d'utilisation ;
- Le chiffre de l'année imprimée après le symbole du sablier indique l'année limite d'utilisation du produit ;

**STOCKAGE :**

- Stocker à température ambiante , entre 15°C et 30°C ;